



Инструкция по использованию

Перед использованием инструмента внимательно прочтите инструкцию.

Характеристики

Инструмент произведен вручную из высококалассной специализированной нержавеющей стали.

Условия хранения

Инструмент следует хранить в месте, где температура и влажность не подлежат значительным колебаниям. Избегайте мест с высокой температурой и влажностью.

Первое использование

Инструмент поставляется нестерильным и должен быть проверен и стерилизован перед первым использованием в соответствии с методами, описанными в разделе «Проверка и техническое обслуживание» ниже.

Проверка и техническое обслуживание

1. Тестирование функционирования инструмента

Перед каждым применением инструмент должен быть тщательно проверен в целях обеспечения его надлежащего функционирования. Во время визуального осмотра обратите внимание на любые повреждения, трещины или загрязнения поверхности инструмента.

2. Предварительная очистка и дезинфекция

Сразу после каждой процедуры прибор должен быть предварительно вручную очищен и продезинфицирован с использованием дезинфицирующих средств или ультразвука.

Прибор может быть дополнительно очищен с помощью машинной чистки с использованием препаратов линии Helimatic®, рекомендованной Chifa.

3. Подготовка к стерилизации

После очистки и перед стерилизацией такие инструменты, как ножницы, зажимы, пинцеты и иглодержатели должны быть смазаны маслом в местах стыковки. Рекомендовано масло типа JG600 производства AESCULAP. Запрещается использование машинного масла. Для стерилизации каждый инструмент должен быть упакован в отдельную подходящую одноразовую бумагу или расположен в комплектах на специальных лотках или в корзинах. Тяжелый инструмент всегда должен быть размещен низко в автоклаве. Все инструменты должны быть раскрыты и разжаты во время стерилизации. **Сжатый инструмент может сломаться во время стерилизации!**

4. Стерилизация

Для стерилизации можно использовать паровые автоклавы или низкотемпературные методы. Следует соблюдать принципы стерилизации, предусмотренные в государственных нормативах и инструкциях по использованию оборудования для стерилизации. Во время процесса стерилизации или дезинфекции инструмент не может подвергаться воздействию температур выше 200° C (392° F).

Гарантия

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. гарантирует, что инструмент не содержит дефектов в материалах и качестве изготовления. Компания предоставляет гарантию 1 год на инструмент и гарантию 2 года на инструмент с жесткими вставками. Гарантия распространяется при условии, что продукт используется по назначению, а также был подготовлен, обрабатывался и стерилизовался соответствующим образом и в соответствии с информацией, изложенной как в настоящей Инструкции, так и в электронной брошюре «Правильный уход за инструментами», доступной на сайте kassis.ru.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

1. Износ инструмента в результате обычных операций (например, притупление лезвий инструмента, истирание рабочей поверхности, износ соединительных частей и последующее их чрезмерное расшатывание).
2. Неправильное, отличное от предполагаемого использование прибора.
3. Механическое повреждение или перенапряжение.
4. Коррозионное повреждение (например, точечная коррозия и обесцвечивание поверхности) в результате контакта с агрессивными химическими веществами (например, солевыми растворами).
5. Неправильная обработка во время процедур очистки и обслуживания для подготовки инструмента к дальнейшему использованию или хранению, такая как:
 - использование неподходящих чистящих или дезинфицирующих средств;
 - неправильное использование дезинфицирующих средств;
 - неподходящие методы обработки и очистки;
 - отсутствие технического обслуживания по смазке соединительных частей или использование неподходящих смазочных материалов.
6. Неподходящая стерилизация, например, использование неправильного количества стерилизующего пара или неправильных параметров процесса стерилизации и т.д.
7. Изменение цвета жестких вставок.
8. В случае, если будет установлено, что ремонт был осуществлен неавторизованным сервисным центром.

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате использования инструмента, который был непригоден для использования, или который подвергся изменениям и улучшениям, выполненным пользователем без согласия производителя.

Внимание!

Особое внимание должно уделяться обеспечению безопасности пациента. Инструмент должен использоваться по своему прямому назначению и в соответствии с информацией, указанной в настоящей Инструкции. Следует избегать воздействия на продукт химических веществ, так как они могут служить причиной повреждений в результате коррозии.

На поверхности инструмента не должно быть механической маркировки (к примеру, с использованием ударов или вибраций, а также с использованием электрохимических методов и лазера).

Для очистки инструмента должны использоваться медицинские средства очистки, нельзя использовать хозяйственные средства. Запрещено использование поврежденных инструментов.

Не выполняйте ремонт инструмента самостоятельно!



KASSIC®
всё для ортодонтии
М С М Х С И I I · 1992